


壁掛け式屋内型 AED 収納ボックス AED101K 仕様

寸法	本体部分：H455mm×W420mm×D200mm (突起物を除く)
質量	8.5kg 以下
警告ブザー	扉開時：ブザー鳴動 扉閉時：ブザー停止 ブザー音量：100db
電源	単 4 電池 2 本
標準小売価格	AED101K：¥19,800 (AED101KG：¥21,800)

製品外観



コーナーガード付(AED101KG)

※製品のデザイン、仕様などが変更となる場合がございます。